

Nouveauté




Urgo Fit

La nouvelle matrice grasse
hyper conformable
au retrait sans douleur¹

TLC testée sur
54 000 patients!*³



RETROUVEZ ICI
DES VIDEOS ET
CAS CLINIQUES
AVEC URGOFIT




URGO
MEDICAL
Healing people®

*Les pansements à base de TLC disposent
de plus de données cliniques que les
autres interfaces.

NON SUBSTITUABLE*



Conçu pour le **confort des patients**
et la **praticité des soignants**



1

UrgoFit maintient le gras dans le temps²



Mode d'action de la Technologie Lipido-Colloïde


UrgoFit maintient 100%
de son gras après 24h²

Avec ses substances grasses et ses particules hydrocolloïdes, la TLC se gélifie au contact des exsudats de la plaie et maintient un milieu humide dans le temps², essentiel pour une cicatrisation optimale.

* Lorsque prescrit en nom de marque, sauf accord exprès et préalable du prescripteur ou urgence et intérêt du patient le justifiant.

2

Urgo **Fil** permet un **retrait atraumatique et sans douleur**¹



8

Avec **UrgoFil**



9

Avec un tulle gras traditionnel


+90% des retraits sont sans douleur¹

3

Urgo **Fil** offre **plus de praticité dans vos soins**¹



Reste en place pendant le soin et lors des mouvements du patient*



Ne colle pas aux gants



Découpable à la main

*Sous le pansement secondaire / système de fixation

Urgo **Fil** épouse **toutes les localisations**¹

EFFET SECONDE PEAU



Urgo **Fil** convient chez **l'adulte,**
l'enfant et le nourrisson



Plaies chirurgicales⁴



Brûlures⁵



Plaies traumatiques⁶



Greffes⁷

Quelques exemples de poses avec Urgo

Mains



Pieds



Genoux



Coudes





TAILLE	BOÎTE	CODE HOSPITALIER	CODE VILLE
5 x 5 cm*	10	603710	NC
10 x 10 cm*	10	604308	NC
12 x 12 cm	16	602662	35468.900.408.3.4
12 x 40 cm	10	602663	35468.900.408.5.8
15 x 22 cm	10	602664	35468.900.408.7.2

*Uniquement à l'hôpital

NB : Penser à écrire UrgoFit en toutes lettres sur vos ordonnances



- À renouveler tous les **2 à 4 jours**,
- À utiliser en pansement primaire et maintenir avec un **système de fixation**.

Exemples : bandes, bandages tubulaires, adhésifs...

UrgoFit n'a pas d'équivalence thérapeutique*

Pansement interface souple et conforme composé d'une matrice TLC. Indications : plaies aiguës, chroniques et d'épidermolyse bulleuse congénitale. Contre-indications : plaies de muqueuses, hypersensibilité connue du patient à l'un des pansements avec matrice TLC, ou à la carboxyméthylcellulose (CMC). À renouveler tous les 1 à 4 jours sans dépasser 7 jours. Lire la notice avant utilisation. Intégralement remboursable LPPR (Séc.Soc. 60% + Mutuelle 40%). Avis CNEDIMTS disponible sur le site <https://www.has-sante.fr/>. Dispositif Médical de classe IIb (BSI CE 2797).

* Lorsque prescrit en nom de marque, sauf accord exprès et préalable du prescripteur ou urgence et intérêt du patient le justifiant.

(1) Meaume et al. (2025). An innovative, highly conformable, mesh-free healing matrix dressing: Results of a clinical trial. Journal of Wound Care, 34 (11). (HEAL study). Absence de douleur ou douleur légère au retrait des pansements observés chez 91%-95% des patients, tout au long de la période d'étude. (2) In vitro data – Internal report Laboratoires Urgo 2019. (3) R. White, T. Cowan, D. Glover, et al. Supporting evidence-based practice: a clinical review of TLC healing matrix (2de édition). London: MA Healthcare ; 2015 : 13 (10). (4) Non-interventional case series UrgoFit (Spain) (2025-2026). Evaluación de la eficacia, tolerancia y aceptabilidad del apósito Urgo Fit en el tratamiento local de lesiones agudas. (5) Cas clinique UrgoFit France (octobre à novembre 2025) : V. Skiba – Infirmière experte en plaie et cicatrisation (Amiens). (6) J.Wartelle – Chirurgien infantile (Valenciennes). (7) Cas clinique UrgoFit France (décembre 2025) : V. Skiba – Infirmière experte en plaie et cicatrisation (Amiens). (8) V. Skiba – Infirmière experte en plaie et cicatrisation (Amiens). (9) L. Teot. Poster XXIIIe congrès SFETB, juin 2003.

